

Anti-Taco1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsh4

Artikelnummer: CM0017273

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TACO1, ein mitochondrialer Translationsaktivator der Cytochrom-c-Oxidase I. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Forschung zu mitochondrialen Erkrankungen und der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TACO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CCDC44; MC4DN8; TACO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51204
GenID	51204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-297 des humanen TACO1 (NP_057444.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BSH4
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel