


Anti-Tada2A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075478

Artikelnummer: CM0030534



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TADA2A (ADA2) gerichtet ist. Validiert in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Chromatin-Remodellierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TADA2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
Spezies	Mensch
Gen-ID	6871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-443 von humanem TADA2A (NP_001159577.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75478
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel