

Anti-Tada2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Tj2

Artikelnummer: CM0013314

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Transkriptionsadapter 2-beta (TADA2B), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Geeignet für PAX5-abhängige Transkriptions- und Kernregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TADA2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADA2B; ADA2(beta); TADA2B
Spezies	Mensch
GeneID (human)	93624
GeneID	93624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-322 von humanem TADA2B (NP_689506.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q86TJ2
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel