

Anti-Tada3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075528

Artikelnummer: CM0024880

Einführung

TADA3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt TADA3 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation und Histon-Acetyltransferase-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TADA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10474
GeneID	10474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 270-369 des menschlichen TADA3 (NP_597814.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075528
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel