


Anti-Taf12-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16514

Artikelnummer: CM0024342



Einführung

Humanes TAF12 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf die Transkriptionsinitiationsfaktor-TFIID-Untereinheit 12 ab, die für die RNA-Pol-II-Transkription essentiell ist. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAF12 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TAF2J; TAFII20; TAF12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6883
GenID	6883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-161 von humanem TAF12 (NP_001128690.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16514
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel