

Anti-Taf15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Artikelnummer: CM0030436



Einführung

CamelBio liefert einen hochwertigen TAF15-Kaninchen-polyklonalen Antikörper, der für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA validiert ist.

Essentiell für die Untersuchung von Transkriptionsinitiation und RNA-Bindungsmechanismen in humanem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAF15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
Spezies	Human
GeneID (Human)	8148
GeneID	8148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem TAF15 (NP_631961.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92804
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel