

Anti-Taf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15542

Artikelnummer: CM0029296



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAF5, eine essentielle Kernuntereinheit von TFIID für die RNA-Polymerase-II-Transkription. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Genregulation und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
Spezies	Human
GeneID (Human)	6877
GeneID	6877
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 656-800 von humanem TAF5 (NP_008882.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15542
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel