

Anti-Tafazzin / Taz Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q16635

Artikelnummer: CM0016116

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Tafazzin/TAZ für WB und ELISA. Erkennt endogenes Tafazzin beim Menschen, bei der Maus und bei der Ratte. Eine für das Remodeling von Cardiolipin essenzielle mitochondriale Acyltransferase; geeignet für die Erforschung des Barth-Syndroms und der Herzmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tafazzin / TAZ Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6901
Gen-ID	6901
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 174-248 des menschlichen Tafazzin / TAZ (NP_851830.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16635
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlpack