


Anti-Tak1 (Map3K7) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O43318

Artikelnummer: CM0003648



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes TAK1 (MAP3K7) gerichtet ist, validiert für WB, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Nützlich für die Untersuchung der MAP-Kinase-Signalgebung, NF-kB-Aktivierung und Apoptose. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 507-606 von humanem TAK1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] TAK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6885
GenID	6885
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 507-606 von humanem TAK1 (O43318) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43318
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel