


Polyklonaler Anti-Tak1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43318

Artikelnummer: CM0017161



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAK1 (MAP3K7), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Signaltransduktion, Entzündung und Stressreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6885
GeneID	6885
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 507-606 des humanen TAK1 (O43318)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43318
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Ice-Bag