


Polyklonaler Anti-Tal1-Antikörper Für Wb, Elisa - P17542

Artikelnummer: CM0016302



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAL1 (SCL, TCL5, bHLHa17). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit humanen und Rattenproteinen. Geeignet für die Forschung zu hämatopoetischen Malignomen, zur erythroiden Differenzierung und zu T-ALL.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6886
Gen-ID	6886
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 242-331 des humanen TAL1 (NP_003180.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P17542
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku