

Anti-Tal2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16559

Artikelnummer: CM0013440

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen TAL2 (bHLHa19), einen basischen Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktor und Proto-Onkogen. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität in der Ratte. Geliefert für Leukämie- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAL2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	6887
GeneID	6887
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20 bis zum C-Terminus von humanem TAL2 entspricht (NP_005412.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q16559
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eistasche