

Anti-Taldo1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37837

Artikelnummer: CM0013220



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Transaldolase (TALDO1) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zum Pentosephosphatweg und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TALDO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6888
Gen-ID	6888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-337 von humanem TALDO1 (NP_006746.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37837
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel