

Anti-Talin-1 Poliklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Y490

Artikelnummer: CM0031006



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper, gewonnen gegen humanes Talin-1. Validiert für WB, IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zytoskelett und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	TLN; ILWEQ; talin-1; TLN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7094
Gen-ID	7094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 des humanen TLN1 (NP_006280.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y490
Proteingewicht	270kDa
Versand	Eisbeutel