

## Anti-Tamm41 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Bw9

Artikelnummer: CM0030267

### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen TAMM41 (Phosphatidylcytidyltransferase, mitochondrial) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zur Cardiolipin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | TAMM41 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56                                                                                                   |
| Art                | Mensch                                                                                                                           |
| GenID (Mensch)     | 132001                                                                                                                           |
| GenID              | 132001                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-316 des menschlichen TAMM41 (NP_620162.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                     |
| SWISS              | Q96BW9                                                                                                                           |
| Proteingewicht     | 51 kDa                                                                                                                           |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                        |