


Anti-Tank Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92844

Artikelnummer: CM0029680



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TANK (ITRAF), validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung der NF-κB-Signalübertragung und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TANK Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10010
Gen-ID	10010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-119 des humanen TANK (NP_597841.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92844
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel