

Anti-Taok1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L7X3

Artikelnummer: CM0007388

Einführung

Anti-TAOK1-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit humanem, murinem und ratten-TAOK1 (116 kDa), einer Schlüsselkinase in der p38 MAPK-Signalübertragung, der DNA-Schadensantwort und der Zytoskelettregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAOK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	57551
GeneID	57551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 900-985 des humanen TAOK1 (NP_065842.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L7X3
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel