

Anti-Taok2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UI54

Artikelnummer: CM0021570

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes TAOK2, eine Serin/Threonin-Kinase, die an stressaktivierten MAPK-Kaskaden beteiligt ist. Geeignet für Western Blot und ELISA. Rekombinantes Immunogen; Proteingewicht 138 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAOK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
Spezies	Mensch (Human)
Gen-ID (Mensch)	9344
Gen-ID	9344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 610-730 von humanem TAOK2 (NP_057235.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UL54
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel