

Anti-Tap1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03518

Artikelnummer: CM0004048



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes TAP1 (Q03518) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit murinem TAP1; ideal für Studien zur Antigenprozessierung und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Spezies	Human
GeneID	6890
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 449-748 von humanem TAP1 (NP_000584.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q03518
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel