

Anti-Tap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q03518

Artikelnummer: CM0030405



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TAP1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der MHC-Klasse-I-Antigenprozessierung und der Funktionen von ABC-Transportern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6890
Gen-ID	6890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 524-808 von humanem TAP1 (NP_000584.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q03518
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel