

Anti-Tap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03519

Artikelnummer: CM0023823



Einführung

TAP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ziel ist Antigenpeptidtransporter 2, ein ER-Membranprotein, das an der MHC-Klasse-I-Antigenpräsentation beteiligt ist. Geeignet für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6891
Gen-ID	6891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-686 von menschlichem TAP2 enthält (NP_001276972.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03519
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel