

Anti-Tap2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q03519

Artikelnummer: CM0007292



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches TAP2 gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt endogenes TAP2 bei 76 kDa. Ideal für Studien zur Antigenprozessierung und Präsentation von MHC-Klasse-I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAP2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6891
GenID	6891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 450-686 von menschlichem TAP2 (NP_001276972.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q03519
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel