

Anti-Tapp1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hb21

Artikelnummer: CM0002981



Einführung

Hochspezifischer rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TAPP1 (PLEKHA1/TAPP-1). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Phosphoinositid-Signalwegen und Membranverkehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAPP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAPP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	59338
Gen-ID	59338
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-404 von humanem TAPP1 (Q9HB21).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HB21
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel