

Anti-Tarbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13395

Artikelnummer: CM0020720



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TARBP1 (TRP-185), validiert für WB und ELISA. Essenziell für die Erforschung von tRNA-Methylierung, HIV-1 TAR-RNA-Bindung und verwandten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TARBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1
Spezies	Human
GeneID (human)	6894
GeneID	6894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1322-1621 des humanen TARBP1 (NP_005637.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13395
Proteingewicht	182 kDa
Versand	Eistasche