

Anti-Tars Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26639

Artikelnummer: CM0026689



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes TARS (ThrRS). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Proteintranslation und Aminoacyl-tRNA-Synthetasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TARS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TARS; TTD7; ThrRS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6897
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von humanem TARS (NP_689508.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26639
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel