

Anti-Tars2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bw92

Artikelnummer: CM0017014

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TARS2, die mitochondriale Threonin-tRNA-Ligase, gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TARS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
Spezies	Mensch
Gen-ID	80222
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-400 von humanem TARS2 (NP_079426.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BW92
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel