

Anti-Tarsl2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - A2Rtx5

Artikelnummer: CM0020135

Einführung

Anti-TARSL2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Nachweis von humanem, murinem und Ratten-TARSL2 (ThrRS-L), einer zytoplasmatischen Threonin-tRNA-Ligase, die an der Proteinbiosynthese beteiligt ist. Geeignet für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TARSL2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TARSL2; ThrRS-L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	123283
GenID	123283
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-170 von humanem TARSL2 (NP_689547.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	A2RTX5
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel