

Anti-Tas1R1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Rtx1

Artikelnummer: CM0014599

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes TAS1R1 (GPR70), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt den Umami-Geschmacksrezeptor bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu sensorischer Transduktion und GPCR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAS1R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	80835
GeneID	80835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 330-567 des humanen TAS1R1 (NP_619642.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7RTX1
Proteinmasse	93 kDa
Versand	Eisbeutel