

Anti-Tas1R2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Te23

Artikelnummer: CM0023881



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAS1R2 (Süßgeschmacksrezeptor T1R2), validiert für Western Blot und ELISA. Unterstützt Studien zu Geschmack und sensorischer Transduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAS1R2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80834
Gen-ID	80834
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TE23
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel