


Anti-Tas1R3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Rtx0

Artikelnummer: CM0016088



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAS1R3, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Geschmacksrezeptor-Forschung, Studien zur Umami- und Süßgeschmackssignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAS1R3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T1R3; TAS1R3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83756
Gen-ID	83756
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-570 von humanem TAS1R3 (NP_689414.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7RTX0
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel