

Anti-Tas2R10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nyw0

Artikelnummer: CM0017847

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Geschmacksrezeptor TAS2R10 (TRB2/T2R10). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Für die Forschung zur Wahrnehmung von Bittergeschmack und Gustducin-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAS2R10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRB2; T2R10; TAS2R10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	50839
Gen-ID	50839
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem TAS2R10 (NP_076410.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NYW0
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel