


Anti-Tasl-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hai6

Artikelnummer: CM0012381



Einführung

Validierter monoklonaler Anti-TASL-Kaninchenantikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Richtet sich gegen humanes TASL (CXorf21; 34 kDa), einen lysosomalen Adapter in der angeborenen Immun-Signalübertragung von TLR7/8/9-IRF5. Geeignet für immunologische Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TASL-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	CXorf21
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	80231
GeneID	80231
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 211-301 des humanen TASL (NP_079435.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HAI6
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku