


Anti-Tasl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hai6

Artikelnummer: CM0024695



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TASL (CXorf21), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunität und der TLR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TASL Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	CXorf21; TASL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80231
GenID	80231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 96-196 von humanem TASL (NP_079435.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HAI6
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel