


Anti-Tat Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17735

Artikelnummer: CM0025313



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAT (Tyrosin-Aminotransferase), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 50 kDa. Ideal für Studien zum Tyrosinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6898
GenID	6898
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem TAT (NP_000344.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17735
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel