

Anti-Tatdn1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6P1N9

Artikelnummer: CM0016942



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TATDN1, eine nukleäre Desoxyribonuklease mit Exonuklease-/Endonuklease-Aktivitäten. Validiert für WB, ELISA. Nützlich für die DNA-Reparatur- und Chromosomensegregationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TATDN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDA11; TATDN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83940
GenID	83940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-297 von humanem TATDN1 (NP_114415.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6P1N9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel