

Anti-Tau Monoklonaler Antikörper Für Wb - P10636

Artikelnummer: CM0006279



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes Tau (MAPT, 79 kDa). Validiert für WB, IP, IF, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Alzheimer- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tau Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Art	Mensch
GeneID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MAPT entspricht (NM_005910.6)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel