

Polyklonaler Anti-Tau-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0016298



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane Tau-Protein (AS 658-758). Für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Tau ist ein mit Mikrotubuli assoziiertes Protein, das für die neuronale Polarität und Stabilität entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tau Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4137
Gen-ID	4137
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 658-758 des humanen Tau-Proteins (NP_058519.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Kühlakku