

Anti-Tau Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0017268



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das menschliche Tau-Protein (MAPT). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Mikrotubuli-Dynamik und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tau Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4137
GeneID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500–758 von menschlichem Tau (NP_058519.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteinmasse	79kDa
Versand	Eisbeutel