


Anti-Tax1Bp3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14907

Artikelnummer: CM0026341



Einführung

Anti-TAX1BP3 polyklonaler Antikörper (Kaninchen) für WB- und ELISA-Anwendungen, reaktiv mit Human und Maus. Erkennt Tax1-bindendes Protein 3, einen Wnt-Signalweg-Inhibitor. Ideal für PDZ-Domänen- und Rho-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAX1BP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Spezies	Human
GeneID (human)	30851
GeneID	30851
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-124 des humanen TAX1BP3 (NP_055419.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O14907
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel