


Anti-Tax1BP3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14907

Artikelnummer: CM0003554



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen TAX1BP3 (TIP-1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten TAX1BP3. Geeignet für Studien zu Wnt-Signalweg, PDZ-Interaktionen und viraler Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAX1BP3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	30851
GeneID	30851
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TAX1BP3 (NP_055419.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14907
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche