


Anti-Taz Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Artikelnummer: CM0027978



Einführung

Anti-TAZ Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschungsstudien zu Hippo-Signalgebung, Transkriptionsregulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAZ Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TAZ
Spezies	Mensch
Gen-ID	25937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 von humanem TAZ (NP_056287.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV5
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel