


Anti-Taz Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Artikelnummer: CM0020186



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TAZ (WWTR1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der Hippo-Signaltransduktion und Transkriptionsregulation. - Q9GZV5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAZ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAZ
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	25937
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem TAZ (NP_056287.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9GZV5
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel