


Anti-Tbc1D1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Ti0

Artikelnummer: CM0025216



Einführung

TBC1D1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Erkennt eine 133 kDa-Bande. Nützlich zur Untersuchung der GLUT4-Translokation, der Glucoseaufnahme und der Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBC1D1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TBC; TBC1; TBC1D1
Spezies	Human
GenID (Human)	23216
GenID	23216
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1069-1168 von humanem TBC1D1 (NP_055988.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86Ti0
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel