


Anti-Tbc1D4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60343

Artikelnummer: CM0021901



Einführung

Anti-TBC1D4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes TBC1D4/AS160, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Glukosestoffwechsel- und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBC1D4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AS160; NIDDM5; TBC1D4
Spezies	Human
GeneID	9882
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1059-1298 von humanem TBC1D4 (NP_055647.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60343
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel