

Anti-Tbcb Polyclonal Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99426

Artikelnummer: CM0015804

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches TBCB (Tubulin-Faltungs-Cofaktor B). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Zielt auf ein 27 kDa großes Protein ab, das an der Assemblierung von Tubulin-Heterodimeren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBCB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CG22; CKAP1; CKAP1; TBCB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1155
GenID	1155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-244 des menschlichen TBCB (NP_001272.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99426
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel