

Anti-Tbcc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Artikelnummer: CM0023495



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TBCC (Tubulin-spezifisches Chaperon C), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Tubulinfaltung und Retinabiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBCC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CFC; TBCC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-346 des menschlichen TBCC (NP_003183.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15814
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel