

Anti-Tbcc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Artikelnummer: CM0023465

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TBCC (Tubulin-spezifisches Chaperon C), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Tubulin-Faltung und retinalen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBCC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFC; TBCC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-346 von humanem TBCC (NP_003183.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15814
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche