

Anti-Tbccd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvr7

Artikelnummer: CM0019239

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TBCCD1 gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Rolle von Zentrosom- und Golgi-Positionierung für die Zellform und -migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBCCD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TBCCD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55171
GenID	55171
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 456-557 von humanem TBCCD1 (NP_060608.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVR7
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel