


Anti-Tbk1/Nak Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb - Q9Uhd2

Artikelnummer: CM0012383



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-Anti-TBK1/NA-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem TBK1. Ideal für die Forschung zu angeborener Immunität, Entzündungen und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] TBK1/NAK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29110
GenID	29110
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TBK1/NAK (Q9UHD2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHD2
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel