

Anti-Tbl1X Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60907

Artikelnummer: CM0018274



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TBL1X (O60907) für WB und ELISA. Erkennt TBL1X in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. TBL1X ist ein F-box-ähnliches Protein, das das Proteasom an Kernrezeptoren rekrutiert und für die Transkriptionsregulation essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBL1X Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6907
GenID	6907
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60907
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel